

医療用品 4 整形用品
一般医療機器 家庭用温熱バック 71019000

めぐりズム® 蒸気の温熱シート b 2

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

肌側不織布：ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン、ポリプロピレン

発熱体：鉄粉含有

【使用目的又は効果】

効果：温熱効果

【使用方法等】

①袋からシートを取り出したらずちに、ショーツからはみださないように貼る。



②発熱が終わったら、ショーツを傷めないようにシートを端から少しずつゆっくりはがす。

<使用方法に関連する使用上の注意>

- 1) 肌には貼らない。
 - 2) シート全体が覆われるように、必ず股上が深く、体にフィットするショーツに貼って使う。
 - 3) 粘着剤でショーツが傷むことがあるので、デリケートな生地（絹やレース等）には使わない。
 - 4) ショーツの生地（ナイロン、ポリウレタン、レース地等）によっては、シートが付きにくいことがある。
 - 5) トイレなどでショーツを上げ下げするときには、シートがはがれ落ちないように注意する。
- ※使用環境によっては、蒸気で膨らむことがあります。そのままお使いいただけます。

【使用上の注意】

1. 使用注意

- 1) 次の方は使用しない。
 - ・ 温熱で湿疹やじんましんが出る方
 - ・ 温感が低下している、または温度に敏感な方
 - ・ 自分の意思ですぐにはがすことができない方
- 2) 次の部位には使用しない。
 - ・ 打ち身、ねんざ等による熱・腫れ等の炎症部位
 - ・ 切り傷、すり傷、虫刺され等がある部位
 - ・ 湿疹、かぶれ等がある部位
 - ・ 貼り薬や塗り薬等を使用している部位
- 3) 次の方は医師または薬剤師に相談する。
 - ・ 医師の治療等を受けている方
 - ・ 糖尿病の方、血行障害がある方
 - ・ のぼせやすい方
 - ・ 発熱している方、炎症性疾患のある方
 - ・ 薬や化粧品等でアレルギー症状（発疹、発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある方
 - ・ 妊娠中の方

2. 重要な基本的注意

- 1) 熱すぎると感じた場合は、すぐに使用を中止する。
 - 2) 就寝時には使わない。
 - 3) ショーツのゴムでシートをはさんだり、粘着部分がシワになったり、発熱体が重なったり、シートが浮いたりはがれたりしないように下着の内側面に貼る。
 - 4) シートを貼った部位をベルト等で部分的に強く圧迫しない。
 - 5) シートを貼った部位を電気毛布、こたつ、ストーブやカイロ等で温めない。
 - 6) かゆみを強く感じた場合、その他身体に何らかの異常を感じた場合は、すぐに使用を中止する。
 - 7) 次の場合は、その後の使用を中止し、医師に相談する（使用を続けると、症状が悪化することがある）。
 - ・ 使用中、急激に痛みが強くなった場合
 - ・ 赤みやかゆみ等が消えない場合
 - ・ 湿疹、かぶれや低温やけど等が現れた場合
 - ・ 腰痛等患部の症状が悪化した場合
 - 8) シートが破れて内容物が皮フに触れた場合は、洗い流すか、ぬれた布でふきとる。目に入った場合は、こすらずすぐに充分洗い流す。異常が残る場合は、医師に相談する。
 - 9) 同じ部位には 1 日 1 回の使用を限度とする。
- ※温熱効果で血行がよくなるので、一時的に使用部位が赤くなったり、かゆみを感じたりすることがあります。

3. その他の注意

- 1) シートを切ったり、もんだり、無理に変形させたりしない。
- 2) 破損したシートは使用しない。
- 3) 発熱が終了したシートは再使用できない。
- 4) 電子レンジで加熱しない。
- 5) 発火の可能性があるため、個装袋がコンセントに触れないように注意する。
- 6) 使い捨てカイロと同じ分別区分で、冷めてからごみに出す。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 幼小児、認知症の方等の手の届かないところに保管する。
- 2) 保管環境により個装袋が膨れる場合があるが、品質には問題ない。
- 3) 直射日光や気温の高いところ、熱源（暖房器具の上など）をさけて保管する。

【製造販売業者及び製造者の氏名又は名称等】

花王株式会社
〒103-8210 東京都中央区日本橋茅場町 1-14-10
商品に関するお問合せ フリーダイヤル 0120-165-696