

医療用品 4 整形用品
一般医療機器 家庭用温熱パック 71019000

めぐりズム® 蒸気の温熱シート a r 2

再使用禁止

**【禁忌・禁止】
再使用禁止****【形状・構造及び原理等】**

肌側不織布：ポリプロピレン 発熱体：鉄粉含有

【使用目的又は効果】

効果：温熱効果

【使用方法等】

①袋からシートを取り出したらすぐに、はくり紙をはがして肌に直接貼る。（横方向に軽く引き伸ばして貼ることもできる。）



②発熱が終わったら、シートを端から少しずつゆっくりはがす。

＜使用方法に関連する使用上の注意＞

- 1) 髪の毛を巻き込まないように注意する。
- 2) 汗や水分をふきとった乾いた肌に、必ずフィットするように貼る。
- 3) 何度も貼りなおすと、はがれやすくなる。
※温度と持続時間は、使用環境によって変わることがあります。
※使用環境によっては、蒸気で膨らむことがあります、そのままお使いいただけます。

【使用上の注意】**1. 使用注意**

- 1) 次の方は使用しない。
 - ・温熱で湿疹やじんましんが出る方
 - ・温感が低下している、または温度に敏感な方
 - ・ばんそうこう等の刺激に弱い方、かぶれた経験のある方
 - ・自分の意思ですぐにはがすことができない方
- 2) 次の部位には使用しない。
 - ・打ち身、ねんざ等による熱・腫れ等の炎症部位
 - ・粘膜、顔(目のまわり等)
 - ・切り傷、すり傷、虫刺され等がある部位
 - ・湿疹、かぶれ等がある部位
 - ・貼り薬や塗り薬等を使用している部位
 - ・ひざの裏側等、シートがシワになりやすい部位
- 3) 次の方は医師または薬剤師に相談する。
 - ・医師の治療等を受けている方
 - ・糖尿病の方、血行障害がある方
 - ・のぼせやすい方
 - ・発熱している方、炎症性疾患のある方
 - ・薬や化粧品等でアレルギー症状（発疹、発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある方
 - ・妊娠中の方

2. 重要な基本的注意

- 1) 熱すぎると感じた場合は、すぐに使用を中止する。
- 2) 就寝時には使わない。
- 3) 粘着部分がシワになったり、発熱体が重なったり、シートが浮いたりはがれたりしないように貼る。
- 4) シートを貼った部位を部分的に強く圧迫しない。
- 5) シートを貼った部位を電気毛布、こたつ、ストーブやカイロ等で温めない。
- 6) かゆみを強く感じた場合、その他身体に何らかの異常を感じた場合は、すぐに使用を中止する。
- 7) 次の場合は、その後の使用を中止し、医師に相談する（使用を続けると、症状が悪化することがある）。
 - ・使用中、急激に痛みが強くなった場合
 - ・赤みやかゆみ等が消えない場合
 - ・湿疹、かぶれや低温やけど等が現れた場合
 - ・腰痛等患部の症状が悪化した場合
- 8) シートが破れて内容物が皮フに触れた場合は、洗い流すか、ぬれた布でふきとる。目に入った場合は、こすらずすぐに充分洗い流す。異常が残る場合は、医師に相談する。
- 9) 毎日使う場合は、貼る位置をずらす（肌への負担を減らす）。
- 10) 同じ部位には 1 日 1 回の使用を限度とする。
※温熱効果で血行がよくなるので、一時的に使用部位が赤くなったり、かゆみを感じたりすることがあります。
- 11) シートを強く伸ばして貼ると、肌からはがれやすくなる。伸ばすときは、3cm 以内を目安に伸ばして貼る。

3. その他の注意

- 1) シートを切ったり、もんだり、無理に変形させたりしない。
- 2) 破損したシートは使用しない。
- 3) 発熱が終了したシートは再使用できない。
- 4) 電子レンジで加熱しない。
- 5) 発火の可能性があるため、個装袋がコンセントに触れないように注意する。
- 6) 使い捨てカイロと同じ分別区分で、冷めてからごみに出す。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 小児、認知症の方等の手の届かないところに保管する。
- 2) 保管環境により個装袋が膨れる場合があるが、品質には問題ない。
- 3) 直射日光や気温の高いところ、熱源（暖房器具の上など）をさけて保管する。

【製造販売者及び製造者の氏名又は名称等】花王株式会社
〒103-8210 東京都中央区日本橋茅場町 1-14-10
商品に関するお問合せ フリーダイヤル 0120-165-696